

**MODIFIKASI STERILISATOR KERING MEMMERT  
TV-30U DILENGKAPI PENGATURAN SUHU DAN  
TIMER DENGAN TAMPILAN DISPLAY**

**RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN**



**Disusun Oleh :**

**HANUM KUSUMA NINGRUM**

**NIM : P27 838 009 022**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA  
JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK  
2013**